

Anticorps Polyclonal Anti-Syntrophine Alpha 1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q13424

Numéro d'article: CM0023626

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la Syntrophine alpha 1 (SNTA1) humaine. Validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude du complexe dystrophine et de la synapse neuromusculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Syntrophine alpha 1 pAb de lapin
Remarques / Alias	SNT1 ; LQT12 ; TACIP1 ; dJ1187J4.5 ; Syntrophine alpha 1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	6640
ID du gène	6640
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 90 de la Syntrophine alpha 1 humaine (NP_003089.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13424
Poids de la protéine	54 kDa
Expédition	Sac de glace