

Anticorps Monoclonal Anti-Tacc3 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y6A5

Numéro d'article: CM0003750



Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité contre TACC3 pour la détection de TACC3 endogène dans des échantillons humains, murins et de rat. Validé pour les applications Western blot, immunohistochimie, immunofluorescence et ELISA. Idéal pour étudier la dynamique du centrosome, la mitose et la progression du cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin TACC3
Remarques/Alias	ERIC1 ; Tacc4 ; ERIC-1 ; maskin ; TACC3
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	10460
ID du gène	10460
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y6A5
Poids moléculaire de la protéine	90 kDa
Expédition	Sac de glace