

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tas2R38 Pour Wb, Elisa - P59533

Numéro d'article: CM0016517

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le récepteur du goût amer humain TAS2R38. Adapté pour le WB et l'ELISA, avec une réactivité croisée avec le rat. Idéal pour étudier la perception du goût amer et les voies de signalisation des GPCR.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin TAS2R38
Remarques/Alias	PTC, T2R38, T2R61, THIOT, TAS2R38
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5726
GeneID	5726
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 150-250 du TAS2R38 humain (NP_789787.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	P59533
Poids protéique	38kDa
Expédition	Sac de glace