

Anticorps Polyclonal Anti-Tbcb Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q99426

Numéro d'article: CM0015804

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la TBCB humaine (cofacteur B de repliement de la tubuline). Validé pour WB, IHC-P, ELISA, avec réactivité croisée chez la souris et le rat. Cible une protéine de 27 kDa impliquée dans l'assemblage des hétérodimères de tubuline.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal (pAb) de lapin anti-TBCB
Remarques/Alias	CG22; CKAP1; CKAPI; TBCB
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1155
GeneID	1155
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-244 de la TBCB humaine (NP_001272.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q99426
Poids de la protéine	27 kDa
Expédition	Sac de glace