


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tbk1/Nak Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uhd2

Numéro d'article: CM0030408



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre TBK1/NAK, validé pour WB, IHC-P, ELISA avec réactivité envers l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur l'immunité innée, l'inflammation et l'autophagie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	TBK1/NAK Rabbit pAb
Remarques/Alias	NAK; T2K; IIAE8; FTDALS4; TBK1/NAK
Espèce	Humain
GeneID	29110
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 500-600 de TBK1/NAK humain (NP_037386.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UHD2
Poids protéique	84kDa
Expédition	Sac de glace