

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tbl2 Pour Wb Et Elisa - Q9Y4P3

Numéro d'article: CM0012974

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-TBL2 validé pour Western blot et ELISA, réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour étudier le syndrome de Williams-Beuren et la biologie des protéines à répétitions WD. Poids moléculaire prédit de 50 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-TBL2
Remarques/Alias	WBSCR13 ; WS-betaTRP ; TBL2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	26608
GeneID	26608
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 100-430 du TBL2 humain (NP_036585.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y4P3
Poids protéique	50 kDa
Expédition	Sac de glace