


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Tcp1 Alpha Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P17987

Numéro d'article: CM0007751



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-TCP1 alpha de CamelBio (P17987) validé pour WB, IHC-P, ELISA. Détecte le TCP1 alpha humain, une sous-unité chaperonine TRiC impliquée dans le repliement des protéines et l'assemblage du cytosquelette.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TCP1 alpha Rabbit mAb
Remarques / Alias	CCT1; CCTa; D6S230E; CCT-alpha; TCP-1-alpha; TCP1 alpha
Espèce	Humain
GeneID	6950
Immunogène	Peptide synthétique (Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1-100 du TCP1 alpha humain (P17987))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P17987
Poids de la protéine	60 kDa
Expédition	Sac de glace