

Anticorps Polyclonal Anti-Tdp-43/Tardbp Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13148

Numéro d'article: CM0017958



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le TDP-43/TARDBP humain, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Convient pour la recherche en biologie de l'ARN, la neurodégénérescence et le rythme circadien.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	pAc Lapin TDP-43/TARDBP
Remarques/Alias	ALS10; TDP-43; TDP-43/TARDBP
Espèce	Humain
GenelD (humain)	23435
GenelD	23435
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13148
Poids de la protéine	45kDa
Expédition	Sac de glace