

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tekt1 Pour Wb, Elisa - Q969V4

Numéro d'article: CM0015229



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant TEK1 humain (tektine-1), validé pour WB et ELISA avec une réactivité croisée chez la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la biologie des microtubules ciliaires et flagellaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TEKT1 pAb de lapin
Remarques/Alias	TEKT1 ; tektine-1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	83659
GeneID	83659
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 300 de TEK1 humain (NP_444515.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, rat
SWISS	Q969V4
Poids moléculaire de la protéine	48 kDa
Expédition	Bloc réfrigérant