


Anticorps Polyclonal Anti-Tert Pour Wb, Elisa - O14746

Numéro d'article: CM0026795



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre la télomérase transcriptase inverse humaine (TERT) pour applications Western blot et ELISA. Utile pour la recherche en biologie des télomères et en cancérologie, avec réactivité croisée avec le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TERT Lapin pAb
Remarques/Alias	TP2 ; TRT ; CMM9 ; EST2 ; TCS1 ; hTRT ; DKCA2 ; DKCB4 ; hEST2 ; PFBMFT1 ; TERT
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7015
GeneID	7015
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1000 et 1100 de la TERT humaine (NP_937983.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	O14746
Poids moléculaire protéique	127 kDa
Expédition	Sac de glace