

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tert Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O14746

Numéro d'article: CM0020901



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la TERT humaine (télomérase transcriptase inverse). Validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain et la souris. Idéal pour la recherche sur la télomérase, le cancer et le vieillissement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin TERT
Remarques/Alias	TP2, TRT, CMM9, EST2, TCS1, hTERT, DKCA2, DKCB4, hEST2, PFBMFT1, TERT
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7015
GeneID	7015
Immunogène	Peptide Synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1050-1132 de la TERT humaine (NP_937983.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	O14746
Poids Moléculaire Protéique	127 kDa
Expédition	Sac de glace