

Anti-Tet2 Lapin Pab Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q6N021

Numéro d'article: CM0018006



Introduction

TET2 Lapin pAb, un anticorps polyclonal validé pour WB, IHC-P et ELISA, reconnaît le TET2 humain (Q6N021) et présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur la méthylation de l'ADN et l'épigénétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TET2 Lapin pAb
Remarques/Alias	MDS ; IMD75 ; KIAA1546 ; TET2
Espèce	Humain
Identifiant du gène	54790
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1833-2002 du TET2 humain (NP_001120680.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q6N021
Poids moléculaire de la protéine	224 kDa
Expédition	Sac de glace