

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tfcp2 Pour Wb, Elisa - Q12800

Numéro d'article: CM0030792

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le facteur de transcription CP2 de l'alpha-globine (TFCP2/LSF/SEF). Validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'humain et la souris. Convient pour les études de remodelage de la chromatine et de régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-TFCP2
Remarques/Alias	LSF ; SEF ; LBP1C ; LSF1D ; TFCP2C ; TFCP2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7024
GeneID	7024
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-280 de TFCP2 humain (NP_005644.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q12800
Poids protéique	57kDa
Expédition	Sac de glace