


Anticorps Polyclonal Anti-Tgfb3 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P10600

Numéro d'article: CM0026578



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre TGFβ3, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit avec le TGFβ3 humain, murin et de rat. Idéal pour l'étude de la signalisation TGF-β, de l'embryogenèse et de la différenciation cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TGFβ3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	ARVD ; LDSS ; RNHF ; ARVD1 ; TGF-beta3 ; TGFβ3
Espèce	Humain
Identifiant du gène	7043
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-300 du TGFβ3 humain (NP_003230.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P10600
Poids moléculaire de la protéine	47 kDa
Expédition	Sac de glace