


Anticorps Monoclonal Anti-Tgn46/Tgoln2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O43493

Numéro d'article: CM0003870



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre TGN46 humain (TGOLN2), adapté pour WB, IHC-P et ELISA. Utile pour l'étude du trafic membranaire du réseau trans-Golgien et des marqueurs d'organites.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	TGN46/TGOLN2 Lapin mAb
Remarques/Alias	TGN38; TGN46; TGN48; TGN51; TTGN2; hTGN46; hTGN48; hTGN51; TGN46/TGOLN2
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	10618
ID de Gène	10618
Immunogène	Peptide Synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de TGN46/TGOLN2 humain (O43493)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	O43493
Poids Protéique	46kDa
Expédition	Sac de glace