

Anticorps Polyclonal Anti-Thbs1 Pour Ihc-P, Elisa - P07996

Numéro d'article: CM0022722



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-THBS1 validé pour l'IHC-P et l'ELISA, avec une réactivité croisée chez la souris. Cible la thrombospondine-1 de 129 kDa, une glycoprotéine adhésive multifonctionnelle impliquée dans l'angiogenèse et l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	THBS1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	TSP; THBS; TSP1; TSP-1; THBS-1; THBS1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	7057
GeneID	7057
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 150 et 250 de la THBS1 humaine (NP_003237.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P07996
Poids moléculaire	129 kDa
Expédition	Sac réfrigérant