

Anticorps Polyclonal Anti-Tify11B Pour Wb Et Elisa - Q9C9E3

Numéro d'article: CM0023558

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant TIFY11B (JAZ6) d'*Arabidopsis thaliana*, un répresseur de la signalisation des jasmonates. Validé pour le Western blot et l'ELISA. Idéal pour la recherche sur la défense des plantes et la voie de l'acide jasmonique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin TIFY11B
Remarques/Alias	protéine 6 à domaine jasmonate-zim ; T10D10.8 ; T10D10_8 ; PROTÉINE À DOMAINE TIFY 11B ; TIFY11B
Espèce	<i>Arabidopsis thaliana</i>
GeneID	843577
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 170 et 269 de TIFY11B d' <i>Arabidopsis thaliana</i> (NP_565043.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	<i>Arabidopsis thaliana</i>
SWISS	Q9C9E3
Poids protéique	30 kDa
Expédition	Sac de glace