

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Tim23 Pour Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - O14925

Numéro d'article: CM0008874

Introduction

Anticorps monoclonal lapin validé contre TIM23 (TIMM23) pour WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Utilisation en recherche pour l'import mitochondrial et la mitophagie. 22kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	TIM23 mAb Lapin
Remarques/Alias	TIM23
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	100287932
GenelD	100287932
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 7-72 de TIMM23 humain (NP_006318.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O14925
Poids Protéique	22kDa
Expédition	Sac de glace