


Anticorps Monoclonal Anti-Timeless Pour Wb, Elisa - Q9Uns1

Numéro d'article: CM0002663



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre la protéine Timeless humaine (TIM, hTIM) pour les applications de Western blot et ELISA. Convient pour l'étude de la réplication de l'ADN, de la réparation et de la régulation de l'horloge circadienne. Spécifique à l'humain, poids moléculaire 139 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-Timeless
Remarques/Alias	TIM ; TIM1 ; hTIM ; FASPS4 ; Timeless
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8914
GeneID	8914
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1058-1208 de la protéine Timeless humaine (Q9UNS1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9UNS1
Poids protéique	139 kDa
Expédition	Sac de glace