

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Timm50 Pour Wb, If, Ihc-P, Elisa - Q3Zcq8

Numéro d'article: CM0002009

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le TIMM50 humain (TIM50), validé pour WB, IF, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Cible la sous-unité de la translocase de la membrane interne mitochondriale, adapté à la recherche sur la fonction mitochondriale et l'épilepsie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TIMM50 AcM de lapin
Remarques/Alias	MGCA9, TIM50, TIM50L, TIMM50
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	92609
GeneID	92609
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1-100 du TIMM50 humain (Q3ZCQ8).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q3ZCQ8
Poids protéique	40kDa
Expédition	Sac de glace