

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Timm8B Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y5J9

Numéro d'article: CM0024447

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-TIMM8B (sous-unité Tim8 B de la translocase de la membrane interne mitochondriale pour l'importation) pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour les études sur l'importation des protéines mitochondriales et les chaperons.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TIMM8B Lapin pAb
Remarques/Alias	DDP2; TIM8B; TIMM8B
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	26521
ID de gène	26521
Immunogène	Protéine recombinante, protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 16-98 du TIMM8B humain (NP_036591.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y5J9
Poids moléculaire	9kDa
Expédition	Sac de glace