

## Anticorps Monoclonal Anti-Timp2 Pour Wb, Elisa - P16035

Numéro d'article: CM0003630



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre TIMP2 humain (Inhibiteur de métalloprotéinase 2), validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris, le rat et le singe vert africain. Convient pour la recherche sur les MMP.

[En savoir plus](#)

| Paramètre           | Valeur                                                                                                                        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit      | TIMP2 Lapin mAb                                                                                                               |
| Remarques/Alias     | DDC8; CSC-21K; TIMP2                                                                                                          |
| Espèce              | Humain                                                                                                                        |
| ID de gène (Humain) | 7077                                                                                                                          |
| ID de gène          | 7077                                                                                                                          |
| Immunogène          | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 120-220 de TIMP2 humain. (NP_003246.1) |
| Source              | Lapin                                                                                                                         |
| Catégorie           | Anticorps Monoclonaux                                                                                                         |
| Application         | WB, ELISA                                                                                                                     |
| Réactivité croisée  | Humain, Souris, Rat, Singe vert africain                                                                                      |
| SWISS               | P16035                                                                                                                        |
| Poids moléculaire   | 24kDa                                                                                                                         |
| Expédition          | Sac de glace                                                                                                                  |