

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tle4 Pour Wb, Elisa - Q04727

Numéro d'article: CM0022869

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-TLE4 de haute qualité, validé pour la WB et l'ELISA, avec une réactivité croisée chez le rat. Fourni sous forme d'anticorps polyclonal de lapin, il convient à la détection de la protéine TLE4 humaine dans les études sur la répression transcriptionnelle impliquée dans la signalisation Wnt et le développement. - Q04727

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                       |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | pAb de lapin anti-TLE4                                                                                                       |
| Remarques/Alias      | ESG, BCE1, ESG4, GRG4, BCE-1, Grg-4, E(spl), E(spl), TLE4                                                                    |
| Espèce               | Humaine                                                                                                                      |
| GenelD (humain)      | 7091                                                                                                                         |
| GenelD               | 7091                                                                                                                         |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 173-243 de TLE4 humain (NP_001269677) |
| Source               | Lapin                                                                                                                        |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                        |
| Application          | WB, ELISA                                                                                                                    |
| Réactivité croisée   | Rat                                                                                                                          |
| SWISS                | Q04727                                                                                                                       |
| Poids de la protéine | 84 kDa                                                                                                                       |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                 |