

Anticorps Polyclonal Anti-Tmprss11A Pour Wb Et Elisa - Q6Zmr5

Numéro d'article: CM0025350



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre TMPRSS11A, une sérine protéase impliquée dans la sénescence cellulaire. Validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée contre l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le cycle cellulaire et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TMPRSS11A pAb de lapin
Remarques / Alias	HESP; ECRG1; HATL1; TMPRSS11A
Espèce	Humain
ID du gène	339967
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 300-421 de la TMPRSS11A humaine (NP_872412.3)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q6ZMR5
Poids moléculaire de la protéine	47kDa
Expédition	Sac de glace