


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tnf-A Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P01375

Numéro d'article: CM0017885



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-TNF- α humain pour WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Détecte le TNF- α humain et murin. Convient pour la recherche sur l'inflammation, l'apoptose et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TNF- α Lapin pAb
Remarques/Alias	DIF; TNFA; TNFSF2; TNLG1F; TNF-alpha; TNF- α
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7124
GeneID	7124
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 134-233 du TNF- α humain (NP_000585.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P01375
Poids moléculaire	26 kDa
Expédition	Sac de glace