

Anticorps Monoclonal Anti-Tnf-Alpha Pour Wb, If/Icc, Elisa - P06804

Numéro d'article: CM0004854

Introduction

Ac mAb de lapin anti-TNF-alpha de CamelBio (réactif à la souris) validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Cible la cytokine TNF-alpha de 26 kDa impliquée dans l'inflammation, l'apoptose et la régulation immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac mAb de lapin anti-TNF-alpha
Remarques/Alias	DIF; Tnfa; TNF-a; TNFSF2; Tnlg1f; Tnfsf1a; TNFalpha; TNF-alpha
Espèce	Souris
ID de gène (Humain)	7124
ID de gène	21926
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 80-235 du TNF-α de souris (NP_038721.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P06804
Poids de la protéine	26 kDa
Expédition	Sac de glace