

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tnfaip3 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P21580

Numéro d'article: CM0024052



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-TNFAIP3 validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain et le rat. L'immunogène correspond aux a.a. 600-738 de TNFAIP3 humain. Cible l'enzyme d'édition de l'ubiquitine A20, impliquée dans la signalisation NF-κB et l'inflammation. Pour usage de recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	TNFAIP3 Lapin pAb
Remarques/Alias	A20; AISBL; AIFBL1; OTUD7C; TNFA1P2; TNFAIP3
Espèce	Humain
GeneID (humain)	7128
GeneID	7128
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 600-738 de TNFAIP3 humain (NP_006281.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Rat
SWISS	P21580
Poids Protéique	90 kDa
Expédition	Sac de glace