


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tnfaip6 Pour Wb, Elisa - P98066

Numéro d'article: CM0024908



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la TNFAIP6 humaine (TSG-6). Convient pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la matrice extracellulaire, l'inflammation et le remodelage osseux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TNFAIP6 Lapin pAb
Remarques/Alias	TSG6; TSG-6; TNFAIP6
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7130
GeneID	7130
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 18-277 de la TNFAIP6 humaine (NP_009046.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P98066
Poids de la protéine	31kDa
Expédition	Sac de glace