

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tnfrsf10D Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ubn6

Numéro d'article: CM0025368

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la TNFRSF10D humaine (DcR2/TRAIL-R4). Validé pour WB, IHC-P, ELISA. Détecte le récepteur leurre TRAIL endogène ; réagit de manière croisée avec la souris. Idéal pour la recherche sur l'apoptose et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TNFRSF10D Lapin pAb
Remarques/Alias	DCR2; CD264; TRUNDD; TRAILR4; TRAIL-R4; TNFRSF10D
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	8793
ID de gène	8793
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 257-386 de la TNFRSF10D humaine (NP_003831.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9UBN6
Poids moléculaire	42kDa
Expédition	Sac de glace