


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tnfsf11 Pour Ihc-P, Elisa - O14788

Numéro d'article: CM0021571



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre TNFSF11 (RANKL, OPGL) pour les applications IHC-P et ELISA ; réagit avec les échantillons humains. Idéal pour les études sur la différenciation des ostéoclastes, la régulation immunitaire et la résorption osseuse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TNFSF11 pAb de lapin
Remarques/Alias	ODF ; OPGL ; sOdf ; CD254 ; OPTB2 ; RANKL ; TNLG6B ; TRANCE ; hRANKL2 ; TNFSF11
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	8600
GeneID	8600
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 165 à 317 de TNFSF11 humain (NP_003692.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	O14788
Poids de la protéine	35 kDa
Expédition	Sac de glace