


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tnfsf13 (April) Pour Wb, Elisa - O75888

Numéro d'article: CM0016523



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-TNFSF13 (APRIL) pour WB et ELISA. Il reconnaît la TNFSF13 humaine, une cytokine impliquée dans la croissance tumorale et les processus immunitaires. Idéal pour la recherche en cancérologie et immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TNFSF13 Rabbit pAb
Remarques / Alias	APRIL; CD256; TALL2; ZTNF2; TALL-2; TNLG7B; TRDL-1; UNQ383/PRO715; TNFSF13
Espèce	Humain
GeneID (humain)	8741
GeneID	8741
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 105-247 de la TNFSF13 humaine (NP_742085.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O75888
Poids de la protéine	27 kDa
Expédition	Sac de glace