

Anticorps Polyclonal Anti-Tnnt1 Pour Wb, Elisa - P13805

Numéro d'article: CM0014150

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la TNNT1 humaine (troponine T squelettique lente), validé pour le Western blot et l'ELISA. Convient pour la recherche sur la contraction musculaire et la myopathie némaline.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	TNNT1 Lapin pAb
Remarques/Alias	ANM; TNT; NEM5; STNT; TNTS; TNNT1
Espèce	Humain
GeneID	7138
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-262 de la TNNT1 humaine (NP_001119604.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P13805
Poids Protéique	33kDa
Expédition	Sac de glace