


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Tollip (Validé Par Kd) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H0E2

Numéro d'article: CM0007699



Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité dirigé contre TOLLIP, validé par KD, pour Western blot, IHC-P et ELISA. Réaction croisée avec l'homme, la souris et le rat. Utile pour l'étude de l'immunité innée, de la signalisation des récepteurs Toll et des voies de l'autophagie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KD] TOLLIP mAb lapin
Remarques / alias	TOLLIP; IL-1RAcPIP; toll-interacting protein
Espèce	Humain
Identifiant de gène	54472
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-274 de TOLLIP humain (NP_061882.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H0E2
Poids de la protéine	22kDa/30kDa
Expédition	Sac de glace