


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tom70 Pour Wb, If/Icc, Elisa - O94826

Numéro d'article: CM0028548



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant TOM70 humain (sous-unité réceptrice d'import mitochondrial TOM70). Validé pour WB, IF/ICC et ELISA ; réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de l'import de protéines mitochondriales et de la signalisation antivirale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TOM70 Rabbit pAb
Remarques/Alias	Tom70 ; TOMM70A ; TOM70
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9868
GeneID	9868
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 245-608 de TOM70 humain (NP_055635.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O94826
Poids de la protéine	67 kDa
Expédition	Sac de glace