

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Topors Pour Wb Et Elisa - Q80Z37

Numéro d'article: CM0019144

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre Topors (LUN/p53BP3), une ligase E3 pour l'ubiquitine et SUMO1 impliquée dans la suppression tumorale. Validé pour WB et ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur la régulation de p53 et la réponse aux dommages à l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Topors Rabbit pAb
Remarques/Alias	LUN ; TP53BPL ; p53BP3/LUN ; Topors
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	106021
GeneID	106021
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100 et 200 de la Topors de souris (NP_598858.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q80Z37
Poids de la protéine	117 kDa
Expédition	Sac de glace