


Anticorps Polyclonal Anti-Tph2 Pour Wb Et Elisa - Q8Iwu9

Numéro d'article: CM0015525



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant TPH2 (tryptophane hydroxylase 2), validé pour WB et ELISA. Réagit avec TPH2 humain, murin et de rat. Convient à la recherche sur la biosynthèse de la sérotonine et les troubles neurologiques.

[En savoir plus](#)

Spécification	Valeur
Nom du produit	TPH2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	NTPH ; ADHD7 ; TPH2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	121278
GeneID	121278
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-70 de la TPH2 humaine (NP_775489.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q8IWU9
Poids moléculaire	56 kDa
Expédition	Sac de glace