


Anticorps Polyclonal Anti-Traf3 Pour Wb Et Elisa - Q13114

Numéro d'article: CM0015042



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le TRAF3 humain, validé pour le WB et l'ELISA. Reconnaît le TRAF3 humain, murin et de rat (64 kDa), une ligase E3 de l'ubiquitine clé dans la signalisation NF- κ B et de l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Spécification	Détail
Nom du produit	TRAF3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	CAP1 ; LAP1 ; CAP-1 ; CRAF1 ; IIAE5 ; CD40bp ; RNF118 ; TRAF3
Espèce	Humain
GeneID (humain)	7187
GeneID	7187
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 100 du TRAF3 humain (NP_003291.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q13114
Poids de la protéine	64 kDa
Expédition	Sac de glace