

Anticorps Monoclonal De Lapin Contre La Transportine 3 (Tnpo3) Pour Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Y5L0

Numéro d'article: CM0002275



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la Transportine 3 humaine (TNPO3), validé pour WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P et ELISA ; réagit avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour l'étude du transport nucléaire et des mécanismes d'infection par le VIH-1.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin contre Transportine 3 (TNPO3)
Remarques / Alias	IPO12, TRNSR, LGMD1F, LGMD22, MTR10A, TRN-SR, TRN-SR2, Transportine 3 (TNPO3)
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	23534
GeneID	23534
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 824 et 923 de la Transportine 3 humaine (Transportine 3 (TNPO3)) (Q9Y5L0).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat
SWISS	Q9Y5L0
Poids de la protéine	104 kDa
Expédition	Sac de glace