

Anticorps Polyclonal Anti-Trib2 Pour Wb, Elisa - Q92519

Numéro d'article: CM0015440



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre TRIB2 humain, validé pour western blot et ELISA. Adapté aux échantillons humains et murins ; cible la pseudokinase Tribbles homolog 2 impliquée dans la régulation de la signalisation des MAP kinases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TRIB2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	C5FW; TRB2; GS3955; TRIB2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	28951
GeneID	28951
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-120 de TRIB2 humain (NP_067675.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q92519
Poids de la protéine	39 kDa
Expédition	Sac de glace