

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Trif/Ticam1 Pour Wb, Elisa - Q8IUC6

Numéro d'article: CM0016005



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin basé sur une protéine recombinante ciblant le TRIF/TICAM1 humain (UniProt Q8IUC6). Validé pour WB, ELISA, et présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation des TLR et l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                        | Information                                                                                                                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                   | TRIF/TICAM1 Rabbit pAb                                                                                                                                     |
| Remarques/Alias                  | TRIF; IIAE6; MyD88-3; PRVTIRB; TICAM-1; TRIF/TICAM1                                                                                                        |
| Espèce                           | Humain                                                                                                                                                     |
| Identifiant du gène (Humain)     | 148022                                                                                                                                                     |
| Identifiant du gène              | 148022                                                                                                                                                     |
| Immunogène                       | Protéine recombinante   Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-200 du TRIF/TICAM1 humain (NP_891549.1). |
| Origine                          | Lapin                                                                                                                                                      |
| Catégorie                        | Anticorps polyclonaux                                                                                                                                      |
| Application                      | WB, ELISA                                                                                                                                                  |
| Réactivité croisée               | Humain, Souris, Rat                                                                                                                                        |
| SWISS                            | Q8IUC6                                                                                                                                                     |
| Poids moléculaire de la protéine | 76kDa                                                                                                                                                      |
| Expédition                       | Sac de glace                                                                                                                                               |