


Anticorps Polyclonal Anti-Trim21/Ss-A Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P19474

Numéro d'article: CM0017799



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le TRIM21/SS-A humain (RO52, SSA1, RNF81). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA avec réactivité croisée pour la souris et le rat. 54kDa. Idéal pour la recherche sur l'auto-immunité et l'ubiquitination.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin TRIM21/SS-A
Remarques/Alias	SSA ; RO52 ; SSA1 ; RNF81 ; Ro/SSA ; TRIM21/SS-A
Espèce	Humain
GenelD	6737
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P19474
Poids moléculaire protéique	54kDa
Expédition	Sac de glace