

Anticorps Polyclonal Anti-Trim41 Pour Wb Et Elisa - Q8Wv44

Numéro d'article: CM0025755



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le TRIM41 humain (RINCK). Validé pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour étudier la réponse antivirale innée et la dégradation médiée par l'ubiquitine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-TRIM41
Remarques/Alias	RINCK ; TRIM41
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	90933
ID du gène	90933
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 421-630 du TRIM41 humain (NP_291027.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8WV44
Poids moléculaire de la protéine	72 kDa
Expédition	Sac de glace