


Anticorps Polyclonal Anti-Trip12 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q14669

Numéro d'article: CM0029862



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la TRIP12 humaine (Q14669), validé pour WB, IHC-P et ELISA. Il détecte la TRIP12 humaine, de souris et de rat. Réactif clé pour la recherche sur la réparation de l'ADN et la voie ubiquitine-protéasome.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TRIP12 Rabbit pAb
Remarques/Alias	ULF; MRD49; TRIPC; TRIP-12; TRIP12
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9320
GeneID	9320
Immunogène	Protéine recombinante : Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 240 de la TRIP12 humaine (NP_001271143.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14669
Poids de la protéine	220 kDa
Expédition	Sachet de glace