


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Trkb Pour Wb, Elisa - Q16620

Numéro d'article: CM0016874



Introduction

Anticorps polyclonal de haute qualité de lapin anti-TrkB pour les applications de Western Blot (WB) et d'ELISA. Réagit avec TrkB humain et murin (Q16620). Cible le récepteur des facteurs de croissance BDNF/NT-3. Outil fiable pour la recherche en neurosciences et sur la signalisation neurotrophique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TrkB pAb de lapin
Remarques/Alias	OBHD ; TRKB ; DEE58 ; trk-B ; EIEE58 ; GP145-TrkB ; TrkB
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	4915
GeneID	4915
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris
SWISS	Q16620
Poids moléculaire de la protéine	92 kDa
Expédition	Sac de glace