

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Trmt61B Pour Wb, Elisa - Q9Bvs5

Numéro d'article: CM0026029



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le TRMT61B humain, une méthyltransférase clé de l'ARNt/ARNr mitochondrial. Convient pour les applications WB et ELISA. Utile pour la biologie mitochondriale et la recherche sur la modification de l'ARN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	TRMT61B Lapin pAb
Remarques/Alias	TRMT61B
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	55006
GeneID	55006
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-250 du TRMT61B humain (NP_060380.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q9BVS5
Poids Protéique	53kDa
Expédition	Sac de glace