


## Anticorps Polyclonal Anti-Trnt1 Pour Wb, Elisa - Q96Q11

Numéro d'article: CM0021787



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant TRNT1, une CCA tRNA nucléotidyltransferase mitochondriale. Adapté pour le WB et l'ELISA, avec une réactivité croisée envers l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les études sur le traitement des ARNt et les maladies mitochondriales.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                        | Détails                                                                                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                   | TRNT1 Lapin pAb                                                                                                               |
| Remarques/Alias                  | CCA1 ; RPEM ; SIFD ; MtCCA ; CGI-47 ; TRNT1                                                                                   |
| Espèce                           | Humain                                                                                                                        |
| Identifiant du gène (Humain)     | 51095                                                                                                                         |
| Identifiant du gène              | 51095                                                                                                                         |
| Immunogène                       | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 135-434 de TRNT1 humain (NP_886552.2). |
| Source                           | Lapin                                                                                                                         |
| Catégorie                        | Anticorps polyclonaux                                                                                                         |
| Application                      | WB, ELISA                                                                                                                     |
| Réactivité croisée               | Humain, Souris, Rat                                                                                                           |
| SWISS                            | Q96Q11                                                                                                                        |
| Poids moléculaire de la protéine | 50 kDa                                                                                                                        |
| Expédition                       | Sac de glace                                                                                                                  |