


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Trpc5 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9UI62

Numéro d'article: CM0013734



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin purifié par affinité contre le TRPC5 humain, validé pour le Western blot (WB), l'immunofluorescence (IF/ICC) et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Idéal pour l'étude des canaux calciques et de la fonction neuronale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TRPC5 Rabbit pAb
Remarques/Alias	TRP5; PPP1R159; TRPC5
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7224
GeneID	7224
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 800-900 du TRPC5 humain (NP_036603.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9UI62
Poids moléculaire protéique	111kDa
Expédition	Sac de glace