

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Trpm1 Pour Wb Et Elisa - Q7Z4N2

Numéro d'article: CM0023075

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-TRPM1 validé pour Western Blot et ELISA. Réagit avec le TRPM1 humain, un canal cationique impliqué dans la photoréponse rétinienne et la suppression potentielle des métastases. Idéal pour la recherche sur la vision et l'oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TRPM1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	MLSN1; CSNB1C; LTRPC1; TRPM1
Espèce	Humain
Identifiant du gène	4308
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1460-1540 du TRPM1 humain (NP_002411.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q7Z4N2
Poids moléculaire de la protéine	182 kDa
Expédition	Sac de glace