

Anticorps Monoclonal Anti-Tryptophanyl-Trna Synthetase 1 Pour Wb & Elisa - P23381

Numéro d'article: CM0011247



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le Tryptophanyl-tRNA synthetase 1 humain (WARS1). Validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée pour la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la traduction et l'angiogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Tryptophanyl-tRNA synthetase 1 Lapin mAb
Remarques/Alias	HMN9; WARS; IFI53; IFP53; GAMMA-2; Tryptophanyl-tRNA synthetase 1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	7453
ID de gène	7453
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 3-98 du Tryptophanyl-tRNA synthetase 1 humain (P23381)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P23381
Poids moléculaire	53kDa
Expédition	Sac de glace