

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tsg101/Vps23 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q99816

Numéro d'article: CM0019779



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre TSG101/VPS23 (sous-unité du complexe ESCRT-I). Validé pour WB, IF/ICC et ELISA ; réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. Idéal pour la recherche sur le trafic endosomal, le bourgeonnement viral et les exosomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TSG101/VPS23 pAb de lapin
Remarques/Alias	TSG10 ; VPS23 ; TSG101/VPS23
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	7251
GeneID	7251
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 291 et 390 de TSG101/VPS23 humain (NP_006283.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q99816
Poids moléculaire	44 kDa
Expédition	Sac réfrigérant